

Elfeek- C

Sistema de Caja Intervertebral Cervical

Brochure



Productos en los que puede confiar a un
precio que puede pagar

Elfeek- C

Sistema de Caja Intervertebral Cervical

Introducción

La caja intervertebral tiene la función de contener y preservar la estabilidad de la columna vertebral. La caja Elfeek-C tiene como característica una forma anatómica, un borde dentado y un diseño de gran apertura central. La caja estabiliza la altura intervertebral de forma inmediata y ofrece un rango máximo de fusión ósea. Las marcas en la caja son radio opacas permitiendo la ubicación del implante para ajustar su posición de ser necesario. El instrumental óptimo permite la colocación, ajuste y manejo del implante eficazmente. La caja cervical junto con un sistema de fijación con tornillos facilita la fusión ósea y mantiene la altura del espacio intervertebral.

Indicaciones

- ▶ Fusión intervertebral cervical después de una disectomía
- ▶ Síndrome cervical
- ▶ Hernia de disco cervical
- ▶ Inestabilidad cervical anterior
- ▶ Cirugía de revisión por cirugía de disco fallida, inestabilidad post operatoria.

Contraindicaciones

- ▶ Padecimientos en la región superior a C2
- ▶ Cirugía cervical posterior.

Características y Beneficios

- ▶ El Material PEEK radiotransparente permite el crecimiento óseo a través del agujero central de la caja para ser visualizado a través de marcadores incorporados para Rayos X.
- ▶ Superficie dentada que permite la estabilidad primaria y evita la migración de la caja.
- ▶ Diseño curvado y en forma de cuña que permite el fácil acomodo del implante en la placa terminal.



Información para solicitar implantes

Elfeek C Sistema de Caja Intervertebral Cervical

N/P	Descripción	Cantidad
55830005E	14x11x5	PEEK
55830006E	14x11x6	PEEK
55830007E	14x11x7	PEEK
55830008E	14x11x8	PEEK
55830009E	14x11x9	PEEK
55830010E	14x11x10	PEEK
55830011E	14x11x11	PEEK
55830012E	14x11x12	PEEK



Información para solicitar instrumental

N/P	Descripción	Cantidad
14600100E	Distractor	1
14600200E	Espaciador de cuerpos	1
14600300E	Insertor	1
14600405E	Cureta 5	1
14600406E	Cureta 6	1
14600407E	Cureta 7	1
14600408E	Cureta 8	1
14600409E	Cureta 9	1
14600410E	Cureta 10	1
14600411E	Cureta 11	1
14600412E	Cureta 12	1
14600505E	Probador de caja 5	1
14600506E	Probador de caja 6	1
14600507E	Probador de caja 7	1

Información para solicitar instrumental

N/P	Descripción	Cantidad
14600508E	Probador de caja 8	1
14600509E	Probador de caja 9	1
14600510E	Probador de caja 10	1
14600511E	Probador de caja 11	1
14600512E	Probador de caja 12	1
14600600E	Soporte del Implante	1
14600700E	Insertor Roscado I	1
14600800E	Insertor Roscado II	1
14600900E	Impactador de Injerto	1
14601000E	Sujetador de Caja	1
13901900E	Sujetador del Pin Distractor	2
13902000E	Pin de Distracción	2
14601200E	Mango de anclaje rápido	1
14601100E	Caja de Instrumentos	1

trauson